

بيان بالاصناف المراد التخلص منها بمختبرات الهيئة بالمينا الجاف بالرياض

الرقم	اسم الصنف	الكمية
1	جهاز قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء	2
2	جهاز قياس الحرارة عن بعد	3
3	جهاز قياس طزاجة السمك	1
4	جهاز لقياس درجة حرارة الفريزر والثلاجة من 50-70 درجة مئوية	1
5	جهاز قياس درجة الحرارة بالأشعة	3
6	جهاز قياس معامل الانكسار	1
7	جهاز قياس الأس الهيدروجيني Laboratory PH meter	2
8	جهاز لقياس درجة حرارة الفريزر والثلاجة	10
9	جهاز قياس النظافة العام	3
10	جهاز قياس الأس الهيدروجيني	3
11	جهاز محمول الخاص بتقدير النشاط الاشعاعي	2
12	جهاز كاشف الاشعاع شخصي Polimaster	1
13	جهاز لقياس الاشعاع الضوئي	2
14	جهاز جيبى قياس نسبة السكريات في العسل	1
15	جهاز قياس درجة الحرارة بالغرس	1
16	جهاز قياس درجة حرارة ورطوبة محمول	1
17	جهاز مقياس الحرارة والرطوبة من نوع فيشر	1
18	ميزان الكتروني	1
19	ميزان	69
20	جهاز قياس درجة حرارة ثلاجات وفريزر محمول	1
21	حافضة ثلج كبيرة	2
22	جهاز طرد مركزي	5
23	ميزان 35 كيلو	1
24	جهاز التقليل	1
25	بيئة تحضير	1
26	جهاز قياس درجة الانصهار	1
27	جهاز قياس البروتين	1
28	جهاز تجفيف بالتجميد	1
29	نظام إدارة سوائل	1

1	جهاز تحليل GC مع ملحقاته	30
1	جهاز تحليل GC MS مع ملحقاته	31
2	جهاز تحليل GC MS مع ملحقاته	32
2	جهاز تبخير بواسطة حمام مائي (Caliper)	33
1	جهاز رج Grinder	34
1	جهاز تحليل LC MS MS مع ملحقاته	35
1	فريزر EVERmed	36
1	شنطة (حقيبة) خاصة بالمفتشين	37
1	ميكرويف	38
2	ميزان علاق	39
6	جهاز REFECTOMETER	40
7	جهاز قياس الحرارة	41
1	ميزان 75 ك ج	42
2	ثلاجة تبريد	43
1	آلة سحب عينات للعينات السائلة	44
1	آلة سحب عينات الحبوب	45
8	حمام مائي	46
1	جهاز تقطير	47
1	جهاز هضم	48
1	جهاز ميكروسكوب مخبري	49
3	عدسة مكبرة	50
2	طاحونه	51
1	فرن	52
1	جهاز تعقيم	53
5	جهاز مضخة	54
1	جهاز قياس الرطوبة ودرجة الحرارة	55
1	جهاز سحب العينات	56
1	جهاز قياس نسبة الكحول	57
1	جهاز قياس الرطوبة	58
2	جهاز ICS (DIONEX) + حاسب آلي وملحقاته + طابعة	59
1	HPLC + LC/MS-MS + ملحقاته	60
1	مايكرويف SHARP	61

5	جهاز قياس حرارة	62
2	مايكرو سكان (وملحقاته)	63
1	مقياس الرقم الهيدروجيني	64
1	جهاز تحليل HPLC مع ملحقاته	65
2	جهاز تبخير	66
1	جهاز GC وملحقاته	67
8	Oven	68
1	microscope	69
2	GC	70
3	Pump	71
6	ups	72
1	خلاط (WARING) (BLENDER)	73
2	جهاز قياس الحرارة بالغرس	74
1	ملحق جهاز	75
1	ملحق جهاز IC	76
1	SMARSHER LAB BLENDER	77
3	PHOTOMETER-BWB-XP FLAME	78
1	FLAME PHOTOMETER	79
1	جهاز امتصاص ذري وملحقاته	80
1	جهاز تحليل البيئات	81
1	جهاز عدد الخلايا	82
1	جهاز ASE	83
1	جهاز IC وملحقاته	84
1	جهاز تقطير مصغر	85
1	مروحة شفط	86
1	جهاز قياس	87
1	جهاز خلاط	88
1	جهاز تقطير مع ملحقاته	89
1	MILK SCAN	90
1	Vacuum controller	91
1	Dri-block db.2a	92
1	HEIDOL PH.ROCTAVAC VALU	93

1	KNF LABOPORT-PUMP	94
1	DISPENSER-OPUS	95
1	Lab conco rapid vap vertex evaporator	96
1	وملحقاته (FR-CH-088) Agilent 7700 Series ICP-MS	97
1	جهاز تبيخير بالنيتروجين Tech Lab	98
1	بايبت / ML 5 Pipet Eppendorf	99
1	بايبت / yل Pipet CAPP BRAVO 10-100	100
1	بايبت / Fixed yل Pipet PPETMAN 20	101
1	رجاج / 2Genie VORTEX	102
1	مولد كهرب	103
9	كاشف اشعاعي محمول	104
3	جهاز قياس صلاحية الزيت	105
53	كوب	106
62	ملعقة كبيرة	107
62	ملعقة صغيرة	108
1	Food scan	109
1	جهاز قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء	110
1	مع ملحقاته Viscometer	111
1	Water bath-00129	112
1	Disintegrator	113
1	Model 860 auto sampler	114
1	Osmometer-00101	115
4	مقياس درجة حرارة ورطوبة خارجي	116